

平成 31 年 2 月 4 日

【照会先】

医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課

課長補佐 日田 充 (内線 2763)

係長 伊藤 竜太 (内線 2766)

(直通電話) 03-3595-2436

医薬・生活衛生局医薬安全対策課安全使用推進室

室長 江野 英夫 (内線 2755)

専門官 岩瀬 怜 (内線 2751)

(直通電話) 03-3595-2435

報道関係者 各位

医療機器自主回収のお知らせ(クラスI)

(販売名：メドトロニック Adapta DR、メドトロニック Adapta VDD、
メドトロニック Versa DR、メドトロニック Sensia DR)

本日、東京都より、平成 31 年 1 月 18 日付けで日本メドトロニック株式会社が自主回収に着手した医療機器について、別添のとおり、自主回収を行う製品及び製造番号が追加となった旨の情報提供がなされましたので、お知らせいたします。

また、追加で回収対象となった製品の製造番号も併せてお知らせいたします。

記

一般的名称：植込み型心臓ペースメーカー

販売名：(1)メドトロニック Adapta DR

(2)メドトロニック Adapta VDD

(3)メドトロニック Versa DR

(4)メドトロニック Sensia DR (※新規追加)

出荷数量：(1)1743 個 (※706 個追加)

(2)133 個 (※42 個追加)

(3)57 個 (※27 個追加)

(4)3 個 (※新規追加)

出荷時期：平成 29 年 7 月 28 日～平成 31 年 1 月 7 日

(※) 1 月 18 日から変更となった製品、出荷数量

今回新たに回収対象となった製造番号：

(1)メドトロニック Adapta DR

NWB101745G, NWB102207G, NWB102209G, NWB102211G, NWB102213G, NWB102214G, NWB102215G, NWB102219G, NWB102220G, NWB102227G, NWB102228G, NWB103311G, NWB103313G, NWB103317G, NWB103319G, NWB103324G, NWB103328G, NWB103331G, NWB103332G, NWB103334G, NWB103335G, NWB103337G, NWB103338G, NWB103342G, NWB103345G, NWB103347G, NWB103366G, NWB103489G, NWB103494G, NWB103499G, NWB103505G, NWB103506G, NWB103509G, NWB103510G, NWB103512G, NWB103513G, NWB103514G, NWB103975G, NWB103978G, NWB103981G, NWB103983G, NWB103984G, NWB103989G, NWB103990G, NWB103995G, NWB104245G, NWB104248G, NWB104249G, NWB105671G, NWB105674G, NWB105679G, NWB105681G, NWB105682G, NWB105683G, NWB105687G, NWB105689G, NWB105692G, NWB106105G, NWB106109G, NWB106115G, NWB106116G, NWB106125G, NWB106588G, NWB106770G, NWB106807G, NWB106824G, NWB107845G, NWB107851G, NWB107875G, NWB107877G, NWB107884G, NWB107885G, NWB107917G, NWB107929G, NWB107940G, NWB107946G, NWB107950G, NWB107955G, NWB107957G, NWB107961G, NWB107967G, NWB107970G, NWB107974G, NWB107979G, NWB107983G, NWB107988G, NWB107992G, NWB108161G, NWB108169G, NWB108171G, NWB108174G, NWB108178G, NWB109489G, NWB109584G, NWB109608G, NWB109626G, NWB109628G, NWB109767G, NWB109809G, NWB110611G, NWB110613G, NWB110616G, NWB110617G, NWB110619G, NWB110621G, NWB110633G, NWB110861G, NWB110862G, NWB110863G, NWB110898G, NWB110941G, NWB110942G, NWB110943G, NWB110947G, NWB110948G, NWB110950G, NWB110952G, NWB110953G, NWB112651G, NWB112655G, NWB112656G, NWB112660G, NWB112662G, NWB112664G, NWB112669G, NWB113265G, NWB113266G, NWB113313G, NWB113319G, NWB113342G, NWB113367G, NWB113484G, NWB113494G, NWB113495G, NWB113496G, NWB113506G, NWB113508G, NWB113509G, NWB113510G, NWB113511G, NWB113512G, NWB113517G, NWB113563G, NWB113564G, NWB113567G, NWB113568G, NWB113569G, NWB113571G, NWB113572G, NWB113573G, NWB113574G, NWB113575G, NWB113577G, NWB113578G, NWB113579G, NWB113580G, NWB113581G, NWB113582G, NWB113583G, NWB113584G, NWB113586G, NWB113587G, NWB113588G, NWB113589G, NWB113591G, NWB113819G, NWB113820G, NWB113821G, NWB113822G, NWB113823G, NWB113824G, NWB113825G, NWB113826G, NWB113847G, NWB113848G, NWB113849G, NWB113850G, NWB113851G, NWB113852G, NWB113853G, NWB114041G, NWB114043G, NWB114044G, NWB114045G, NWB114047G, NWB114048G, NWB114050G, NWB114051G, NWB114052G, NWB114054G, NWB114055G, NWB114057G, NWB114058G, NWB114059G, NWB114062G, NWB114063G, NWB114064G, NWB114065G, NWB114903G, NWB114993G, NWB115053G, NWB115054G, NWB115056G, NWB115057G, NWB115058G, NWB115064G, NWB115065G, NWB115066G, NWB115067G, NWB115068G, NWB115069G, NWB115070G, NWB115071G, NWB115072G, NWB115073G, NWB115074G, NWB115075G, NWB115077G, NWB115080G, NWB115081G, NWB115083G, NWB115085G, NWB115086G, NWB115087G, NWB115088G, NWB115089G, NWB970249S, NWB970250S, NWB970252S, NWB970254S, NWD007203G, NWD007261G, NWD007263G, NWD007265G, NWD007349G, NWD007350G, NWD007463G, NWD007465G, NWD007484G, NWD007488G, NWD007619G, NWD007620G, NWD007635G, NWD007636G, NWD007703G, NWD007704G, NWD007717G, NWD007750G, NWD007752G, NWD007824G, NWC703967S, NWC704050S,

NWC704069S, NWC704086S, NWC704089S, NWC704111S, NWC704113S, NWC704114S, NWE044172G, NWE044175G, NWE044178G, NWE044179G, NWE044185G, NWE044186G, NWE044210G, NWE044211G, NWE044213G, NWE044215G, NWE044218G, NWE044221G, NWE044223G, NWE044226G, NWE044227G, NWE044229G, NWE044252G, NWE044255G, NWE044265G, NWE044266G, NWE044269G, NWE044270G, NWE044273G, NWE044276G, NWE045675G, NWE045676G, NWE045677G, NWE045678G, NWE045680G, NWE045681G, NWE045683G, NWE045689G, NWE045690G, NWE045753G, NWE045754G, NWE045757G, NWE045762G, NWE045764G, NWE045767G, NWE045769G, NWE045770G, NWE045775G, NWE045777G, NWE045779G, NWE045780G, NWE045781G, NWE045782G, NWE045784G, NWE045785G, NWE045787G, NWE045789G, NWE045791G, NWE045792G, NWE045793G, NWE045797G, NWE045798G, NWE045812G, NWE045814G, NWE045816G, NWE045817G, NWE045818G, NWE045819G, NWE045821G, NWE045823G, NWE045826G, NWE045827G, NWE045831G, NWE045832G, NWE045836G, NWE045837G, NWE045842G, NWE045844G, NWE045858G, NWE045859G, NWE045860G, NWE045861G, NWE045882G, NWE045883G, NWE045884G, NWE045885G, NWE045886G, NWE045887G, NWE045888G, NWE045890G, NWE045892G, NWE045896G, NWE045902G, NWE045905G, NWE045906G, NWE045908G, NWE045909G, NWE045911G, NWE045912G, NWE045913G, NWE045914G, NWE045916G, NWE045917G, NWE045918G, NWE045919G, NWE045921G, NWE045922G, NWE045923G, NWE045924G, NWE045925G, NWE045926G, NWE050839G, NWE050846G, NWE050943G, NWE050944G, NWE050945G, NWE051155G, NWE051156G, NWE051157G, NWE051158G, NWE051159G, NWE051160G, NWE051161G, NWE051162G, NWE051163G, NWE051165G, NWE051169G, NWE051170G, NWE051171G, NWE051172G, NWE051173G, NWE051174G, NWE051340G, NWE051341G, NWE051342G, NWE051343G, NWE051344G, NWE051345G, NWE051346G, NWE051347G, NWE051348G, NWE051349G, NWE051351G, NWE051352G, NWE051354G, NWE051355G, NWE051358G, NWE051361G, NWE051363G, NWE051367G, NWE052349G, NWE052350G, NWE052351G, NWE052352G, NWE052354G, NWE052355G, NWE052356G, NWE052357G, NWE052358G, NWE052359G, NWE052376G, NWE052377G, NWE052378G, NWE052379G, NWE052380G, NWE052694G, NWE052695G, NWE052696G, NWE052917G, NWE052918G, NWE052919G, NWE052920G, NWE052922G, NWE052923G, NWE052925G, NWE052926G, NWE052927G, NWE052938G, NWE052939G, NWE052940G, NWE052941G, NWE052942G, NWE052943G, NWE052944G, NWE052945G, NWE052946G, NWE052948G, NWE053016G, NWE053017G, NWE053018G, NWE053019G, NWE053020G, NWE053021G, NWE053022G, NWE053023G, NWE053024G, NWE053025G, NWE053026G, NWE053027G, NWE053028G, NWE053029G, NWE053030G, NWE053031G, NWE053032G, NWE053033G, NWE053034G, NWE053035G, NWA015469G, NWA015474G, NWA015493G, NWA015571G, NWA015591G, NWA015598G, NWA015602G, NWA015631G, NWA015642G, NWA015657G, NWA015664G, NWA015667G, NWA015678G, NWA015684G, NWA015688G, NWA015691G, NWA015697G, NWA015927G, NWA015930G, NWA015938G, NWA015939G, NWA015942G, NWA015944G, NWA015949G, NWA015954G, NWA015958G, NWA016088G, NWA016169G, NWA016174G, NWA016175G, NWA016178G, NWA016180G, NWA016186G, NWA016188G, NWA016189G, NWA016193G, NWA016195G, NWA016210G, NWA016211G, NWA016212G, NWA016214G, NWA016215G, NWA016218G, NWA016225G, NWA016227G, NWA016245G, NWA016383G, NWA016391G, NWA016393G, NWA016395G, NWA016397G, NWA016406G, NWA016409G, NWA016434G, NWA016449G, NWA016453G, NWA016455G,

NWA016462G, NWA016491G, NWA016496G, NWA016498G, NWA016499G, NWA016502G, NWA016503G, NWA016504G, NWA016505G, NWA016512G, NWA016514G, NWA016519G, NWA016520G, NWA016523G, NWA016526G, NWA016527G, NWA016528G, NWA016533G, NWA016562G, NWA016564G, NWA016566G, NWA016569G, NWA016575G, NWA016578G, NWA016598G, NWA016602G, NWA016613G, NWA016617G, NWA016624G, NWA016630G, NWA016737G, NWA016738G, NWA016739G, NWA016741G, NWA016742G, NWA016744G, NWA016748G, NWA016750G, NWA016751G, NWA016753G, NWA016756G, NWA016757G, NWA016759G, NWA016760G, NWA016761G, NWA016762G, NWA016767G, NWA016775G, NWA016777G, NWA016781G, NWA016783G, NWA016785G, NWA016787G, NWA016790G, NWA016796G, NWA016797G, NWA016798G, NWA016805G, NWA016806G, NWA016808G, NWA016809G, NWA016813G, NWA016822G, NWA016823G, NWA016824G, NWA016827G, NWA016828G, NWA016829G, NWA016830G, NWA016831G, NWA016833G, NWA016837G, NWA016839G, NWA016840G, NWA016841G, NWA016842G, NWA016858G, NWA016859G, NWA016864G, NWA016865G, NWA016867G, NWA016869G, NWA016871G, NWA016872G, NWA016875G, NWA016908G, NWA016913G, NWA016915G, NWA016917G, NWA016918G, NWA016921G, NWA016924G, NWA016925G, NWA016928G, NWA016931G, NWA016932G, NWA016935G, NWA016936G, NWA016937G, NWA016938G, NWA016939G, NWA016940G, NWA016943G, NWA016944G, NWA016945G, NWA016946G, NWA016947G, NWA016953G, NWA016954G, NWA016961G, NWA016962G, NWA016963G, NWA016965G, NWA016966G, NWA016972G, NWA016973G, NWA016974G, NWA016975G, NWA016976G, NWA016977G, NWA016980G, NWA016981G, NWA016982G, NWA016983G, NWA016984G, NWA016985G, NWA016986G, NWA016987G, NWA016988G, NWA016990G, NWA016991G, NWA016992G, NWA016994G, NWA017003G, NWA017004G, NWA017005G, NWA017009G, NWA017010G, NWA017011G, NWA017012G, NWA017013G, NWA017014G, NWA017015G, NWA017016G, NWA017017G, NWA017018G, NWA017019G, NWA017020G, NWA017021G, NWA017022G, NWA017023G, NWA017024G, NWA017025G, NWA017026G, NWA017027G, NWA017028G, NWA017030G, NWA017031G, NWA017032G, NWA017033G, NWA017034G, NWA017036G, NWA017037G, NWA017038G, NWA017041G, NWA017042G, NWA017043G, NWA017044G, NWA017045G, NWA017046G, NWA017047G, NWA017056G, NWA017057G, NWA017058G, NWA017059G, NWA017060G, NWA017061G, NWA017063G, NWA017064G, NWA017065G, NWA017069G, NWA017070G, NWA017073G, NWA017075G, NWA017077G, NWA017079G, NWA017081G, NWA017083G, NWA017084G, NWA017085G

(2) メドトロニック Adapta VDD

NWG024816G, NWG025011G, NWG025017G, NWG025073G, NWG025076G, NWG025283G, NWG025494G, NWG025666G, NWG025739G, NWG026155G, NWG026609G, NWG026774G, NWG026775G, NWG026838G, NWG026840G, NWG026842G, NWG026845G, NWG026857G, NWG027082G, NWG027084G, NWG028208G, NWG028209G, NWG028210G, NWG028427G, NWG028428G, NWG028429G, NWG028432G, NWG028436G, NWG028437G, NWG028524G, NWG028754G, NWG028755G, NWG028756G, NWG028757G, NWG028758G, NWG028759G, NWG028760G, NWG028765G, NWG028766G, NWG028768G, NWG028769G, NWG028770G

(3) メドトロニック Versa DR

NWH015002G, NWH015030G, NWH015031G, NWH015035G, NWH015036G, NWH015037G,
NWH015039G, NWH015041G, NWH015043G, NWH015047G, NWH015067G, NWH015068G,
NWH015069G, NWH015070G, NWH015071G, NWH015084G, NWH015085G, NWH015162G,
NWH015163G, NWH015164G, NWH015165G, NWH015166G, NWH015168G, NWH015169G,
NWH015200G, NWH015201G, NWH015202G

(4) メドトロニック Sensia DR

NWL400331G, NWL416991G, NWL416996G

医療機器自主回収のお知らせ

植込み型心臓ペースメーカー

都内の医療機器製造販売業者から植込み型心臓ペースメーカーを自主回収する旨、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「医薬品医療機器等法」という。）に基づく報告がありましたのでお知らせします。

1 概要

日本メドトロニック株式会社（港区）は、同社が輸入した「メドトロニック Adapta DR」、
「メドトロニック Adapta VDD」及び「メドトロニック Versa DR」の、特定の集積回路を使用した製品について、海外製造所から、特定のモード設定のもとで心房センシングイベントを感知している最中に一定の条件を満たした場合、心房と心室のペーシングが停止する可能性がある旨の情報を入手し、平成31年1月18日に自主回収に着手しました。

今般、新たに、回収中製品の他の製造番号775個、及び、「メドトロニック Sensia DR」3個においても、同様の不具合の可能性が否定できない旨の情報を海外製造所から入手したことから、同社は、当該製品を自主回収（回収及び患者モニタリング）することを決定し、平成31年2月4日、東京都に対し、医薬品医療機器等法の規定に基づいて報告を行いました。

なお、平成31年1月18日の自主回収報告分を含め、現在までに日本国内において、本事象との関連が否定できない失神の報告を1件受領しています。また、海外において4件の不具合が発生したとの報告がありますが、死亡事例等重篤な健康被害の報告はありません。

2 自主回収品等（平成31年1月18日の自主回収報告分を含む。）

(1) 医療機器の販売名等

ア 販 売 名

(a) メドトロニック Adapta DR

（モデル番号 ADDR01、ADDR01P、ADDR03、ADDR06、ADDRL1、ADDRS1）

(b) メドトロニック Adapta VDD （モデル番号 ADVDD01）

(c) メドトロニック Versa DR （モデル番号 VEDR01）

(d) メドトロニック Sensia DR （モデル番号 SEDR01）【追加】

イ 一 般 的 名 称 植込み型心臓ペースメーカー

ウ 回 収 対 象 数 量 (a) 1743個【706個追加】 (b) 133個【42個追加】

(c) 57個【27個追加】 (d) 3個【新規追加】

エ 製 造 番 号 別紙参照

オ 輸 入 先 製 造 業 者 Medtronic, Inc.（アメリカ）

カ 出 荷 時 期 平成29年7月28日から平成31年1月7日まで

キ 用 途 等 心臓に周期的に人工的な電気刺激を与えることによって、正常に近い心臓の収縮リズムを回復させ、患者を日常生活に復帰させることを目的に、胸部又は腹部に植え込んで使用する植込み型心臓ペースメーカーである。

(2) 納 入 施 設 数 820施設【294施設追加】

(3) 回 収 分 類 クラスⅠ

〔問合せ先〕

福祉保健局健康安全部薬務課

電話 03-5320-4514

3 製造販売業者の名称及び所在地

名 称 日本メドトロニック株式会社（代表取締役社長 トニー セメド）
所 在 地 東京都港区港南一丁目2番70号

4 上記製造販売業者の対応窓口

【品質保証に関して】

名 称 日本メドトロニック株式会社
所 在 地 東京都港区港南一丁目2番70号
担 当 者 品質保証統括本部 品質改善部 新福、高城
電 話 番 号 03-6776-0040（品質保証統括本部 代表）

【本件に関する患者様のお問合せ窓口】

本件専用のフリーダイヤル
電 話 番 号 0120-911-381

【医療関係者】

上記製造販売業者の営業担当者までお問合せください。

【報道関係者】

担 当 者 広報グループ 小野、市丸
電 話 番 号 03-6776-0002（広報 代表）

※ 同製品は、当課で保管しております。

【参考】

1 回収報告の法的根拠

医薬品医療機器等法第68条の11

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、外国特例承認取得者又は第80条第1項から第3項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業者は、その製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を回収するとき（第70条第1項の規定による命令を受けて回収するときを除く。）は、厚生労働省令で定めるところにより、回収に着手した旨及び回収の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

（医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第2号の規定により、報告先は都道府県知事に委任されている。）

2 回収の定義

- (1) 回収：製造販売業者等が製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医薬品等を引き取ること。
 - (2) 改修：医療機器を物理的に他の場所に移動することなく、修理、改良、調整、廃棄又は監視を行うこと。
 - (3) 患者モニタリング：医療機器又は再生医療等製品を患者から摘出することなく、当該医療機器又は再生医療等製品を使用している患者の経過を観察すること。
- ※ 医薬品医療機器等法上、上記の回収・改修・患者モニタリングを総称して「回収」と定義している。

3 回収クラス分類について

回収に当たっては、回収される製品によりもたらされる健康への危険性の程度により、以下のとおり3つに分類される。

クラスⅠ：その製品の使用等が、重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る状況をいう。

クラスⅡ：その製品の使用等が、一時的な若しくは医学的に治癒可能な健康被害の原因となる可能性がある状況又はその製品の使用等による重篤な健康被害のおそれはまず考えられない状況をいう。

クラスⅢ：その製品の使用等が、健康被害の原因となるとはまず考えられない状況をいう。

※ 平成26年11月21日薬食発1121第10号厚生労働省医薬食品局長通知「医薬品・医療機器等の回収について」からの抜粋

別紙_製造番号表

販売名：メドトロニック Adapta DR

モデル番号：ADDR01、ADDR01P、ADDR03、ADDR06、ADDRL1、ADDRS1

対象数：1743 個

製造番号：

[illegible]

NWA016800G,	NWA016801G,	NWA016802G,	NWA016803G,	NWA016804G,	NWA016807G,	NWA016810G,	NWA016811G,
NWA016812G,	NWA016814G,	NWA016816G,	NWA016817G,	NWA016818G,	NWA016819G,	NWA016820G,	NWA016821G,
NWA016825G,	NWA016826G,	NWA016832G,	NWA016834G,	NWA016835G,	NWA016836G,	NWA016838G,	NWA016843G,
NWA016844G,	NWA016845G,	NWA016855G,	NWA016856G,	NWA016857G,	NWA016866G,	NWA016868G,	NWA016870G,
NWA016873G,	NWA016874G,	NWA016906G,	NWA016907G,	NWA016909G,	NWA016911G,	NWA016912G,	NWA016914G,
NWA016916G,	NWA016919G,	NWA016920G,	NWA016922G,	NWA016923G,	NWA016926G,	NWA016927G,	NWA016929G,
NWA016930G,	NWA016933G,	NWA016934G,	NWA016942G,	NWA016948G,	NWA016949G,	NWA016950G,	NWA016951G,
NWA016952G,	NWA016964G,	NWA016967G,	NWA016978G,	NWA016979G,	NWA016989G,	NWA016993G,	NWA017002G,
NWA017006G,	NWA017007G,	NWA017029G,	NWA017035G,	NWA017068G,	NWA017074G,	NWA017080G,	NWB101726G,
NWB102200G,	NWB102201G,	NWB102202G,	NWB102203G,	NWB102204G,	NWB102205G,	NWB102206G,	NWB102208G,
NWB102210G,	NWB102212G,	NWB102216G,	NWB102217G,	NWB102218G,	NWB102221G,	NWB102222G,	NWB102223G,
NWB102224G,	NWB102225G,	NWB102226G,	NWB102229G,	NWB103070G,	NWB103310G,	NWB103312G,	NWB103314G,
NWB103316G,	NWB103318G,	NWB103320G,	NWB103321G,	NWB103322G,	NWB103323G,	NWB103325G,	NWB103326G,
NWB103327G,	NWB103329G,	NWB103330G,	NWB103333G,	NWB103336G,	NWB103339G,	NWB103340G,	NWB103341G,
NWB103343G,	NWB103344G,	NWB103346G,	NWB103348G,	NWB103349G,	NWB103350G,	NWB103351G,	NWB103352G,
NWB103357G,	NWB103358G,	NWB103359G,	NWB103360G,	NWB103361G,	NWB103362G,	NWB103363G,	NWB103364G,
NWB103365G,	NWB103367G,	NWB103490G,	NWB103491G,	NWB103492G,	NWB103493G,	NWB103495G,	NWB103496G,
NWB103497G,	NWB103500G,	NWB103501G,	NWB103502G,	NWB103503G,	NWB103504G,	NWB103507G,	NWB103508G,
NWB103511G,	NWB103976G,	NWB103977G,	NWB103979G,	NWB103980G,	NWB103982G,	NWB103985G,	NWB103986G,
NWB103987G,	NWB103988G,	NWB103991G,	NWB103992G,	NWB103993G,	NWB103994G,	NWB104241G,	NWB104242G,
NWB104243G,	NWB104244G,	NWB104246G,	NWB104247G,	NWB105663G,	NWB105664G,	NWB105666G,	NWB105667G,
NWB105668G,	NWB105669G,	NWB105670G,	NWB105672G,	NWB105673G,	NWB105675G,	NWB105676G,	NWB105677G,
NWB105678G,	NWB105680G,	NWB105684G,	NWB105685G,	NWB105686G,	NWB105688G,	NWB105690G,	NWB105691G,
NWB106099G,	NWB106101G,	NWB106102G,	NWB106103G,	NWB106104G,	NWB106106G,	NWB106107G,	NWB106108G,
NWB106111G,	NWB106112G,	NWB106117G,	NWB106118G,	NWB106119G,	NWB106124G,	NWB106126G,	NWB106582G,
NWB106583G,	NWB106584G,	NWB106585G,	NWB106586G,	NWB106587G,	NWB106589G,	NWB106805G,	NWB106806G,
NWB106808G,	NWB106809G,	NWB106810G,	NWB106811G,	NWB106812G,	NWB106813G,	NWB106814G,	NWB106815G,
NWB106816G,	NWB106817G,	NWB106818G,	NWB106819G,	NWB106820G,	NWB106821G,	NWB106822G,	NWB106823G,
NWB107829G,	NWB107834G,	NWB107837G,	NWB107853G,	NWB107854G,	NWB107865G,	NWB107898G,	NWB107931G,
NWB107932G,	NWB107935G,	NWB107936G,	NWB107952G,	NWB107954G,	NWB107958G,	NWB107960G,	NWB107963G,
NWB107964G,	NWB107965G,	NWB107966G,	NWB107968G,	NWB107969G,	NWB107972G,	NWB107973G,	NWB107976G,
NWB107978G,	NWB107980G,	NWB107981G,	NWB107984G,	NWB107985G,	NWB107986G,	NWB107987G,	NWB107989G,
NWB107990G,	NWB108162G,	NWB108165G,	NWB108167G,	NWB108168G,	NWB108172G,	NWB108173G,	NWB108175G,
NWB108177G,	NWB108179G,	NWB108181G,	NWB109490G,	NWB109493G,	NWB109496G,	NWB109498G,	NWB109504G,
NWB109574G,	NWB109576G,	NWB109592G,	NWB109612G,	NWB109613G,	NWB109618G,	NWB109624G,	NWB109629G,
NWB109733G,	NWB109765G,	NWB109766G,	NWB109802G,	NWB109803G,	NWB109804G,	NWB109805G,	NWB109806G,
NWB109807G,	NWB109808G,	NWB109810G,	NWB109811G,	NWB109812G,	NWB109851G,	NWB109861G,	NWB110622G,
NWB110623G,	NWB110625G,	NWB110853G,	NWB110857G,	NWB110859G,	NWB110931G,	NWB110932G,	NWB11

NWD007268G, NWD007269G, NWD007460G, NWD007461G, NWD007462G, NWD007464G, NWD007485G, NWD007486G,
NWD007487G, NWD007577G, NWD007618G, NWD007621G, NWD007622G, NWD007623G, NWD007637G, NWD007700G,
NWD007701G, NWD007702G, NWD007705G, NWD007706G, NWD007714G, NWD007715G, NWD007716G, NWD007718G,
NWD007751G, NWD007753G, NWD007754G, NWD007822G, NWD007823G, NWE044171G, NWE044173G, NWE044174G,
NWE044176G, NWE044177G, NWE044180G, NWE044181G, NWE044182G, NWE044183G, NWE044184G, NWE044187G,
NWE044188G, NWE044189G, NWE044190G, NWE044212G, NWE044214G, NWE044216G, NWE044217G, NWE044219G,
NWE044220G, NWE044222G, NWE044224G, NWE044225G, NWE044228G, NWE044253G, NWE044259G, NWE044260G,
NWE044261G, NWE044262G, NWE044263G, NWE044264G, NWE044267G, NWE044268G, NWE044271G, NWE044272G,
NWE044274G, NWE044275G, NWE044277G, NWE045679G, NWE045682G, NWE045684G, NWE045685G, NWE045686G,
NWE045687G, NWE045688G, NWE045691G, NWE045703G, NWE045704G, NWE045705G, NWE045733G, NWE045734G,
NWE045735G, NWE045736G, NWE045737G, NWE045749G, NWE045750G, NWE045751G, NWE045752G, NWE045755G,
NWE045756G, NWE045758G, NWE045759G, NWE045760G, NWE045761G, NWE045763G, NWE045765G, NWE045766G,
NWE045768G, NWE045771G, NWE045772G, NWE045773G, NWE045774G, NWE045776G, NWE045778G, NWE045783G,
NWE045786G, NWE045788G, NWE045790G, NWE045794G, NWE045795G, NWE045796G, NWE045811G, NWE045813G,
NWE045815G, NWE045820G, NWE045822G, NWE045824G, NWE045825G, NWE045833G, NWE045834G, NWE045835G,
NWE045838G, NWE045839G, NWE045840G, NWE045841G, NWE045843G, NWE045845G, NWE045862G, NWE045881G,
NWE045889G, NWE045891G, NWE045893G, NWE045894G, NWE045903G, NWE045904G, NWE045907G, NWE045910G,
NWE050836G, NWE050837G, NWE050838G, NWE050840G, NWE050841G, NWE050842G, NWE050843G, NWE050844G,
NWE050845G, NWE050847G, NWE050848G, NWE050849G, NWE050850G, NWE051164G, NWE051166G, NWE051167G,
NWE051168G, NWE051350G, NWE051357G, NWE051366G, NWE052947G,

【追加分】

NWB101745G, NWB102207G, NWB102209G, NWB102211G, NWB102213G, NWB102214G, NWB102215G, NWB102219G,
NWB102220G, NWB102227G, NWB102228G, NWB103311G, NWB103313G, NWB103317G, NWB103319G, NWB103324G,
NWB103328G, NWB103331G, NWB103332G, NWB103334G, NWB103335G, NWB103337G, NWB103338G, NWB103342G,
NWB103345G, NWB103347G, NWB103366G, NWB103489G, NWB103494G, NWB103499G, NWB103505G, NWB103506G,
NWB103509G, NWB103510G, NWB103512G, NWB103513G, NWB103514G, NWB103975G, NWB103978G, NWB103981G,
NWB103983G, NWB103984G, NWB103989G, NWB103990G, NWB103995G, NWB104245G, NWB104248G, NWB104249G,
NWB105671G, NWB105674G, NWB105679G, NWB105681G, NWB105682G, NWB105683G, NWB105687G, NWB105689G,
NWB105692G, NWB106105G, NWB106109G, NWB106115G, NWB106116G, NWB106125G, NWB106588G, NWB106770G,
NWB106807G, NWB106824G, NWB107845G, NWB107851G, NWB107875G, NWB107877G, NWB107884G, NWB107885G,
NWB107917G, NWB107929G, NWB107940G, NWB107946G, NWB107950G, NWB107955G, NWB107957G, NWB107961G,
NWB107967G, NWB107970G, NWB107974G, NWB107979G, NWB107983G, NWB107988G, NWB107992G, NWB108161G,
NWB108169G, NWB108171G, NWB108174G, NWB108178G, NWB109489G, NWB109584G, NWB109608G, NWB109626G,
NWB109628G, NWB109767G, NWB109809G, NWB110611G, NWB110613G, NWB110616G, NWB110617G, NWB110619G,
NWB110621G, NWB110633G, NWB110861G, NWB110862G, NWB110863G, NWB110898G, NWB110941G, NWB110942G,
NWB110943G, NWB110947G, NWB110948G, NWB110950G, NWB110952G, NWB110953G, NWB112651G, NWB112655G,
NWB112656G, NWB112660G, NWB112662G, NWB112664G, NWB112669G, NWB113265G, NWB113266G, NWB113313G,
NWB113319G, NWB113342G, NWB113367G, NWB113484G, NWB113494G, NWB113495G, NWB113496G, NWB113506G,
NWB113508G, NWB113509G, NWB113510G, NWB113511G, NWB113512G, NWB113517G, NWB113563G, NWB113564G,
NWB113567G, NWB113568G, NWB113569G, NWB113571G, NWB113572G, NWB113573G, NWB113574G, NWB113575G,
NWB113577G, NWB113578G, NWB113579G, NWB113580G, NWB113581G, NWB113582G, NWB113583G, NWB113584G,
NWB113586G, NWB113587G, NWB113588G, NWB113589G, NWB113591G, NWB113819G, NWB113820G, NWB113821G,
NWB113822G, NWB113823G, NWB113824G, NWB113825G, NWB113826G, NWB113847G, NWB113848G, NWB113849G,
NWB113850G, NWB113851G, NWB113852G, NWB113853G, NWB114041G, NWB114043G, NWB114044G, NWB114045G,
NWB114047G, NWB114048G, NWB114050G, NWB114051G, NWB114052G, NWB114054G, NWB114055G, NWB114057G,
NWB114058G, NWB114059G, NWB114062G, NWB114063G, NWB114064G, NWB114065G, NWB114903G, NWB114993G,
NWB115053G, NWB115054G, NWB115056G, NWB115057G, NWB115058G, NWB115064G, NWB115065G, NWB115066G,
NWB115067G, NWB115068G, NWB115069G, NWB115070G, NWB115071G, NWB115072G, NWB115073G, NWB115074G,
NWB115075G, NWB115077G, NWB115080G, NWB115081G, NWB115083G, NWB115085G, NWB115086G, NWB115087G,
NWB115088G, NWB115089G, NWB970249S, NWB970250S, NWB970252S, NWB970254S, NWD007203G, NWD007261G,
NWD007263G, NWD007265G, NWD007349G, NWD007350G, NWD007463G, NWD007465G, NWD007484G, NWD007488G,
NWD007619G, NWD007620G, NWD007635G, NWD007636G, NWD007703G, NWD007704G, NWD007717G, NWD007750G,
NWD007752G, NWD007824G, NWC703967S, NWC704050S, NWC704069S, NWC704086S, NWC704089S, NWC704111S,
NWC704113S, NWC704114S, NWE044172G, NWE044175G, NWE044178G, NWE044179G, NWE044185G, NWE044186G,
NWE044210G, NWE044211G, NWE044213G, NWE044215G, NWE044218G, NWE044221G, NWE044223G, NWE044226G,
NWE044227G, NWE044229G, NWE044252G, NWE044255G, NWE044265G, NWE044266G, NWE044269G, NWE044270G,
NWE044273G, NWE044276G, NWE045675G, NWE045676G, NWE045677G, NWE045678G, NWE045680G, NWE045681G,

NWE045683G, NWE045689G, NWE045690G, NWE045753G, NWE045754G, NWE045757G, NWE045762G, NWE045764G,
NWE045767G, NWE045769G, NWE045770G, NWE045775G, NWE045777G, NWE045779G, NWE045780G, NWE045781G,
NWE045782G, NWE045784G, NWE045785G, NWE045787G, NWE045789G, NWE045791G, NWE045792G, NWE045793G,
NWE045797G, NWE045798G, NWE045812G, NWE045814G, NWE045816G, NWE045817G, NWE045818G, NWE045819G,
NWE045821G, NWE045823G, NWE045826G, NWE045827G, NWE045831G, NWE045832G, NWE045836G, NWE045837G,
NWE045842G, NWE045844G, NWE045858G, NWE045859G, NWE045860G, NWE045861G, NWE045882G, NWE045883G,
NWE045884G, NWE045885G, NWE045886G, NWE045887G, NWE045888G, NWE045890G, NWE045892G, NWE045896G,
NWE045902G, NWE045905G, NWE045906G, NWE045908G, NWE045909G, NWE045911G, NWE045912G, NWE045913G,
NWE045914G, NWE045916G, NWE045917G, NWE045918G, NWE045919G, NWE045921G, NWE045922G, NWE045923G,
NWE045924G, NWE045925G, NWE045926G, NWE050839G, NWE050846G, NWE050943G, NWE050944G, NWE050945G,
NWE051155G, NWE051156G, NWE051157G, NWE051158G, NWE051159G, NWE051160G, NWE051161G, NWE051162G,
NWE051163G, NWE051165G, NWE051169G, NWE051170G, NWE051171G, NWE051172G, NWE051173G, NWE051174G,
NWE051340G, NWE051341G, NWE051342G, NWE051343G, NWE051344G, NWE051345G, NWE051346G, NWE051347G,
NWE051348G, NWE051349G, NWE051351G, NWE051352G, NWE051354G, NWE051355G, NWE051358G, NWE051361G,
NWE051363G, NWE051367G, NWE052349G, NWE052350G, NWE052351G, NWE052352G, NWE052354G, NWE052355G,
NWE052356G, NWE052357G, NWE052358G, NWE052359G, NWE052376G, NWE052377G, NWE052378G, NWE052379G,
NWE052380G, NWE052694G, NWE052695G, NWE052696G, NWE052917G, NWE052918G, NWE052919G, NWE052920G,
NWE052922G, NWE052923G, NWE052925G, NWE052926G, NWE052927G, NWE052938G, NWE052939G, NWE052940G,
NWE052941G, NWE052942G, NWE052943G, NWE052944G, NWE052945G, NWE052946G, NWE052948G, NWE053016G,
NWE053017G, NWE053018G, NWE053019G, NWE053020G, NWE053021G, NWE053022G, NWE053023G, NWE053024G,
NWE053025G, NWE053026G, NWE053027G, NWE053028G, NWE053029G, NWE053030G, NWE053031G, NWE053032G,
NWE053033G, NWE053034G, NWE053035G, NWA015469G, NWA015474G, NWA015493G, NWA015571G, NWA015591G,
NWA015598G, NWA015602G, NWA015631G, NWA015642G, NWA015657G, NWA015664G, NWA015667G, NWA015678G,
NWA015684G, NWA015688G, NWA015691G, NWA015697G, NWA015927G, NWA015930G, NWA015938G, NWA015939G,
NWA015942G, NWA015944G, NWA015949G, NWA015954G, NWA015958G, NWA016088G, NWA016169G, NWA016174G,
NWA016175G, NWA016178G, NWA016180G, NWA016186G, NWA016188G, NWA016189G, NWA016193G, NWA016195G,
NWA016210G, NWA016211G, NWA016212G, NWA016214G, NWA016215G, NWA016218G, NWA016225G, NWA016227G,
NWA016245G, NWA016383G, NWA016391G, NWA016393G, NWA016395G, NWA016397G, NWA016406G, NWA016409G,
NWA016434G, NWA016449G, NWA016453G, NWA016455G, NWA016462G, NWA016491G, NWA016496G, NWA016498G,
NWA016499G, NWA016502G, NWA016503G, NWA016504G, NWA016505G, NWA016512G, NWA016514G, NWA016519G,
NWA016520G, NWA016523G, NWA016526G, NWA016527G, NWA016528G, NWA016533G, NWA016562G, NWA016564G,
NWA016566G, NWA016569G, NWA016575G, NWA016578G, NWA016598G, NWA016602G, NWA016613G, NWA016617G,
NWA016624G, NWA016630G, NWA016737G, NWA016738G, NWA016739G, NWA016741G, NWA016742G, NWA016744G,
NWA016748G, NWA016750G, NWA016751G, NWA016753G, NWA016756G, NWA016757G, NWA016759G, NWA016760G,
NWA016761G, NWA016762G, NWA016767G, NWA016775G, NWA016777G, NWA016781G, NWA016783G, NWA016785G,
NWA016787G, NWA016790G, NWA016796G, NWA016797G, NWA016798G, NWA016805G, NWA016806G, NWA016808G,
NWA016809G, NWA016813G, NWA016822G, NWA016823G, NWA016824G, NWA016827G, NWA016828G, NWA016829G,
NWA016830G, NWA016831G, NWA016833G, NWA016837G, NWA016839G, NWA016840G, NWA016841G, NWA016842G,
NWA016858G, NWA016859G, NWA016864G, NWA016865G, NWA016867G, NWA016869G, NWA016871G, NWA016872G,
NWA016875G, NWA016908G, NWA016913G, NWA016915G, NWA016917G, NWA016918G, NWA016921G, NWA016924G,
NWA016925G, NWA016928G, NWA016931G, NWA016932G, NWA016935G, NWA016936G, NWA016937G, NWA016938G,
NWA016939G, NWA016940G, NWA016943G, NWA016944G, NWA016945G, NWA016946G, NWA016947G, NWA016953G,
NWA016954G, NWA016961G, NWA016962G, NWA016963G, NWA016965G, NWA016966G, NWA016972G, NWA016973G,
NWA016974G, NWA016975G, NWA016976G, NWA016977G, NWA016980G, NWA016981G, NWA016982G, NWA016983G,
NWA016984G, NWA016985G, NWA016986G, NWA016987G, NWA016988G, NWA016990G, NWA016991G, NWA016992G,
NWA016994G, NWA017003G, NWA017004G, NWA017005G, NWA017009G, NWA017010G, NWA017011G, NWA017012G,
NWA017013G, NWA017014G, NWA017015G, NWA017016G, NWA017017G, NWA017018G, NWA017019G, NWA017020G,
NWA017021G, NWA017022G, NWA017023G, NWA017024G, NWA017025G, NWA017026G, NWA017027G, NWA017028G,
NWA017030G, NWA017031G, NWA017032G, NWA017033G, NWA017034G, NWA017036G, NWA017037G, NWA017038G,
NWA017041G, NWA017042G, NWA017043G, NWA017044G, NWA017045G, NWA017046G, NWA017047G, NWA017056G,
NWA017057G, NWA017058G, NWA017059G, NWA017060G, NWA017061G, NWA017063G, NWA017064G, NWA017065G,
NWA017069G, NWA017070G, NWA017073G, NWA017075G, NWA017077G, NWA017079G, NWA017081G, NWA017083G,
NWA017084G, NWA017085G,

販売名：メドトロニック Adapta VDD
モデル番号：ADVDD01
対象数：133 個

製造番号：

NWG024146G, NWG024147G, NWG024150G, NWG024234G, NWG024579G, NWG024580G, NWG024581G, NWG024695G,
NWG024817G, NWG024818G, NWG024819G, NWG024832G, NWG024844G, NWG024845G, NWG024973G, NWG025012G,
NWG025013G, NWG025014G, NWG025015G, NWG025016G, NWG025071G, NWG025072G, NWG025074G, NWG025075G,
NWG025261G, NWG025268G, NWG025269G, NWG025282G, NWG025285G, NWG025287G, NWG025291G, NWG025296G,
NWG025336G, NWG025343G, NWG025665G, NWG025737G, NWG025738G, NWG025740G, NWG025741G, NWG026036G,
NWG026126G, NWG026236G, NWG026237G, NWG026238G, NWG026239G, NWG026240G, NWG026291G, NWG026400G,
NWG026401G, NWG026402G, NWG026403G, NWG026404G, NWG026405G, NWG026406G, NWG026407G, NWG026546G,
NWG026553G, NWG026612G, NWG026683G, NWG026739G, NWG026742G, NWG026746G, NWG026757G, NWG026761G,
NWG026762G, NWG026764G, NWG026767G, NWG026773G, NWG026782G, NWG026784G, NWG026827G, NWG026829G,
NWG026830G, NWG026832G, NWG026833G, NWG026834G, NWG026839G, NWG026841G, NWG026843G, NWG026855G,
NWG026856G, NWG026859G, NWG026861G, NWG027080G, NWG027081G, NWG027083G, NWG028430G, NWG028433G,
NWG028434G, NWG028435G, NWG028767G,

【追加分】

NWG024816G, NWG025011G, NWG025017G, NWG025073G, NWG025076G, NWG025283G, NWG025494G, NWG025666G,
NWG025739G, NWG026155G, NWG026609G, NWG026774G, NWG026775G, NWG026838G, NWG026840G, NWG026842G,
NWG026845G, NWG026857G, NWG027082G, NWG027084G, NWG028208G, NWG028209G, NWG028210G, NWG028427G,
NWG028428G, NWG028429G, NWG028432G, NWG028436G, NWG028437G, NWG028524G, NWG028754G, NWG028755G,
NWG028756G, NWG028757G, NWG028758G, NWG028759G, NWG028760G, NWG028765G, NWG028766G, NWG028768G,
NWG028769G, NWG028770G

販売名：メドトロニック Versa DR

モデル番号：VEDR01

対象数：57 個

製造番号：

NWH013967G, NWH015000G, NWH015001G, NWH015003G, NWH015016G, NWH015017G, NWH015018G, NWH015020G,
NWH015021G, NWH015022G, NWH015023G, NWH015024G, NWH015026G, NWH015027G, NWH015028G, NWH015029G,
NWH015032G, NWH015033G, NWH015034G, NWH015038G, NWH015040G, NWH015042G, NWH015046G, NWH015048G,
NWH015064G, NWH015065G, NWH015066G, NWH015072G, NWH015073G, NWH015167G,

【追加分】

NWH015002G, NWH015030G, NWH015031G, NWH015035G, NWH015036G, NWH015037G, NWH015039G, NWH015041G,
NWH015043G, NWH015047G, NWH015067G, NWH015068G, NWH015069G, NWH015070G, NWH015071G, NWH015084G,
NWH015085G, NWH015162G, NWH015163G, NWH015164G, NWH015165G, NWH015166G, NWH015168G, NWH015169G,
NWH015200G, NWH015201G, NWH015202G

販売名：メドトロニック Sensia DR 【追加】

モデル番号：SEDR01

対象数：3 個

製造番号：

NWL400331G, NWL416991G, NWL416996G